




Antikoagulantų, taip pat ir naujų geriamųjų antikoagulantų (NGAK), *Diagnostica Stago* terapinio efekto kontrolė

Vitamino K antagonistai

Anti Xa faktoriaus inhibitoriai


Tiesioginiai trombino inhibitoriai



Lietuvos gydymo įstaigų laboratorijos **JAU** gali atlikti NGAK standartizuotus laboratorinius tyrimus.

Klinikinės situacijos, kai būtina įvertinti NGAK:

- Planinė chirurginė procedūra
- Lėtinė inkstų liga
- Neatidėliotina invazinė procedūra
- Galimas vaisto perdozavimas
- Netipinės klinikinės situacijos

	Vit. K antagonistai: Varfarinas	SPA tyrimas Terapinis intervalas – 15–25 %, TNS – 2–4,5 (priklausomai nuo klinikinės situacijos)
	Anti Xa faktoriaus inhibitoriai: Nefrakcionuoto ir mažos molekulinės masės heparinai Fondaparinas Rivaroksabanas Apiksabanas	Anti-Xa tyrimas chromogeniniu metodu STA® - Liquid Anti-Xa Terapinis intervalas – 0,3–0,7 anti-Xa IU/ml • nejautrus hemoglobui (iki 1,5 g/l) • bilirubinui (iki 132 mg/l–226 µmol/l) • trigliceridams (iki 3,6 g/l)
	Tiesioginiai trombino inhibitoriai: Dabigatranas	Ekarino laiko tyrimas chromogeniniu metodu (ECA) STA® - ECA II Matavimo ribos – 0,05–6 µg/ml • nejautrus faktorių stokai • <i>lupus</i> antikoagulantams • uždegimo fonui • DIK



UAB DIAGNOSTINĖS SISTEMOS
Kalvarijų sodų 1-oji g. 2, LT-08315 Vilnius

Nemokamos konsultacijos, gydymo bei diagnostikos algoritmai:

UAB „Diagnostinės sistemos“, tel. 8 5 274 04 94,
el. paštu diagnostines.sistemas@diagsis.com